

IC/IL

Ago monouso per alcolizzazione

Codice: 01C
Codice: 01L

A



Luer Lock trasparente
con tubo di connessione

B



IC
punta chiusa
con fori laterali

C



IL
Punta aperta
atraumatica con
foro laterale

D



Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata

E



Tubo con
connessione Luer Lock



CE
0426

biomedical



IC/IL

Ago monouso per alcolizzazione

Codice: 01C
Codice: 01L

M-721-030 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
01C2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
01C2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
01C2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C.COLORE
01L2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
01L2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO



biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti