


IM/IMX

Ago monouso per localizzazioni pre-operatorie di lesioni non palpabili al seno

Codice: 01M
Codice: 01MX




Luer Lock trasparente




Indicatore di avvenuto posizionamento dell'uncino




Punta con speciale affilatura atraumatica
Versione IM con singolo uncino



Punta con speciale affilatura atraumatica
Versione IMX con doppio uncino



Stopper scorrevole
Cannula centimetrata



CE
0426



IM/IMX

Ago monouso per localizzazioni
pre-operatorie di lesioni non palpabili al seno

Codice: 01M
Codice: 01MX

M-721-032 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
01M1810	18Gx10 cm	20	ROSA
01M2007	20Gx7 cm	20	GIALLO
01M2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
01M2107	21Gx7 cm	20	VERDE SCURO
01M2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
01MX1807	18Gx7cm	20	ROSA
01MX1810	18Gx10 cm	20	ROSA
01MX2007	20Gx7 cm	20	GIALLO
01MX2010	20Gx10 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e misure.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti