


MD-KIT AEQ

Kit per anestesia continuata del plesso

Codice: MD01



A
Siringa da 5 ml
con cono Luer Lock



B
Ago AEQ con punta
Quincke




C
Catetere con
punta chiusa
e fori laterali



D
Raccordo fra
catetere e filtro




E
Filtro 0,22µ
capacità 0,65 ml



F
Elettrodo



G
Telo biaccoppiato per
campo sterile



CE
0373

biomedical

MD-KIT AEQ

Kit per anestesia continuata del plesso

Codice: MD01

Kit* completo con:

- I Ago AEQ
- I Catetere
- I adattatore universale
- I Siringa da 5 ml. con Luer Lock
- I Filtro antibatterico piatto 0,2 micron
- I Cerotto in poliuretano
- I Elettrodo
- I Telo biaccoppiato cm 50x50

*Latex assente

Per ordinare:

CODICE	MISURE	C. COLORE
MD 01 0334	18Gx50 mm catetere 20Gx400 mm	ROSA
MD 01 0340	18Gx100 mm catetere 20Gx400 mm	EOSA

Sono disponibili su richiesta kit con aghi con differenti lunghezze, punte (punta Chiba 0AEC, punta Tuohy 0AET) e diversi angoli di affilatura (45° o 30°).

biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti