

MEP

Codice: 0MEP

Ago monouso per il blocco
nervoso periferico sotto ecografia

A



cannula ricoperta
da materiale isolante
(Teflon)

Punta con triplice
affilatura a 30°

B



Connessione
Luer Lock

C



Tubo di prolunga



CE
0426

biomedical

MEP

Codice: OMEP

Ago monouso per il blocco
nervoso periferico sotto ecografia

M-721-040 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0MEP21070	21Gx70 mm	20	VERDE SCURO
0MEP21090	21Gx90 mm	20	VERDE SCURO
0MEP21100	21Gx100 mm	20	VERDE SCURO
0MEP21120	21Gx120 mm	20	VERDE SCURO
0MEP21150	21Gx150 mm	20	VERDE SCURO
0MEP22050	22Gx50 mm	20	NERO
0MEP22070	22Gx70 mm	20	NERO
0MEP22100	22Gx100 mm	20	NERO
0MEP22120	22Gx120 mm	20	NERO
0MEP22150	22Gx150 mm	20	NERO
0MEP23050	23Gx50 mm	20	BLU SCURO
0MEP23070	23Gx70 mm	20	BLU SCURO
0MEP23100	23Gx100 mm	20	BLU SCURO
0MEP24025	24Gx25 mm	20	VIOLA
0MEP24035	24Gx35 mm	20	VIOLA
0MEP24050	24Gx50 mm	20	VIOLA
0MEP25025	25Gx25 mm	20	ARANCIONE
0MEP25035	25Gx35 mm	20	ARANCIONE
0MEP25050	25Gx50 mm	20	ARANCIONE

Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze, punte e gradi di affilatura.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti