

# AV010

Codice: 0AV010

Set monouso per paracentesi  
e toracentesi

A



Cono trasparente  
Luer Lock

B



Siringa  
60 cc

C



Rubinetto a tre vie

D



Aghi ipodermici  
14G, 16G, 18G  
80 mm o 50 mm

E



Valvola di  
non ritorno

F



Sacca da  
due litri


G



Valvola  
di scarico



B




C



A



D



E

F

G

CE  
0426

biomedical



# AV010

Set monouso per paracentesi  
e toracentesi

Codice: 0AV010

M-721-003 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE
0AV010308	14G, 16G, 18G x 8 cm	10
0AV010305	14G, 16G, 18G x 5 cm	10



## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti