

AV011

Codice: 0AV011

Set monouso per paracentesi e toracentesi

A



Cono trasparente
Luer Lock

B



Siringa
60 cc

C



Rubinetto
a tre vie

D₁




Ago di Verres
versione AVB
con punta chiusa
con tre finestre a 120°
e angolo di affilatura
a 16°

D₂



Ago di Verres
versione AVA
con punta aperta
con finestra laterale a 180°
e angolo di affilatura
a 16°

E




Sacca da due litri
con valvola di
non ritorno

F



Valvola di scarico



CE

0426

biomedical



AV011

Set monouso per paracentesi e toracentesi

Codice: 0AV011



M-721-004 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AV011410B	14Gx10 cm	10	VERDE CHIARO
0AV011610B	16Gx10 cm	10	BIANCO
0AV011510A	15Gx10 cm	10	BLU/GRIGIO
0AV011505A	15Gx 5 cm	10	BLU/GRIGIO



Sono disponibili su richiesta aghi di misure e punte diverse da quelle indicate

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti