

AV020

Set monouso per paracentesi
e toracentesi

Codice: 0AV020

A



Cono trasparente
Luer Lock

B



Siringa
60 cc

C



Valvola
unidirezionale

D




Aghi ipodermici
14G, 16G, 18G
80 mm o 50 mm

E



Valvola di
non ritorno

F




Sacca da
due litri

G



Valvola
di scarico



CE

0426

biomedical



AV020

Set monouso per paracentesi
e toracentesi

Codice: 0AV020

M-721-005 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE
0AV020308	14G, 16G, 18G x 8 cm	10
0AV020305	14G, 16G, 18G x 5 cm	10



biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti