


# AV02 I

Codice: 0AV02I

Set monouso per paracentesi e toracentesi




A  
Cono trasparente  
Luer Lock




B  
Siringa  
60 cc




C  
Valvola  
unidirezionale



D<sub>1</sub>  
Ago di Verres  
versione AVB  
con punta chiusa  
con tre finestre a 120°  
e angolo di affilatura  
a 16°




D<sub>2</sub>  
Ago di Verres  
versione AVA  
con punta aperta  
con finestra laterale a 180°  
e angolo di affilatura  
a 16°



E  
Sacca da due litri  
con valvola di  
non ritorno



F  
Valvola di scarico



CE  
0426



# AV02 I

Set monouso per paracentesi e toracentesi

Codice: 0AV02 I



M-72 I-006 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AV02 I4 I0B	14Gx10 cm	10	VERDE CHIARO
0AV02 I6 I0B	16Gx10 cm	10	BIANCO
0AV02 I5 I0A	15Gx10 cm	10	BLU/GRIGIO
0AV02 I505A	15Gx 5 cm	10	BLU/GRIGIO



Sono disponibili su richiesta aghi di misure e punte diverse da quelle indicate

## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti