


# AV

Ago monouso di Verres  
con o senza rubinetto e mandrino retrattile


Codice: 0AVA  
Codice: 0AVB  
Codice: 0AVC  
Codice: 0AV( $\alpha$ )Q




A Luer Lock trasparente  
molla per ritrarre  
la punta



B Versione AVA con punta  
aperta e finestra a 180°  
con angolo di  
affilatura a 16°



C Versione AVB con punta chiusa  
e tre finestre a 120°  
con angolo di affilatura a 16°



D Versione AVC con punta chiusa e  
due finestre a 180° a rif.  
con angolo di affilatura a 16°



E Ago AV(A)Q con rubinetto  
montato sul Luer Lock  
e punta con affilatura a 30°



AV( $\alpha$ )Q  
Versione con rubinetto  
e diverso angolo di affilatura  
nella punta

CE  
0426

biomedical



# AV

Ago monouso di Verres  
con o senza rubinetto e mandrino retrattile

Codice: 0AVA  
Codice: 0AVB  
Codice: 0AVC  
Codice: 0AV(α)Q

M-721-002 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AVA1410	14Gx10 cm	20	VERDE CHIARO
0AVA1416	16Gx10 cm	20	BIANCO

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AVB1410	14Gx10 cm	20	VERDE CHIARO
0AVB1416	16Gx10 cm	20	BIANCO

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AVC1410	14Gx10 cm	20	VERDE CHIARO
0AVC1416	16Gx10 cm	20	BIANCO

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	CODICE C.
0AV(α)Q1410	14Gx10 cm	20	VERDE CHIARO
0AV(α)Q1416	16Gx10 cm	20	BIANCO

Sono disponibili su richiesta aghi di misure diverse da quelle indicate e diametro di I5G



## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti