

BD

Codice: 0BD

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico
per biopsie di tessuti molli

A




Scelta fra
due profondità
di prelievo

B



Punta
con affilatura
atraumatica

C



Acciaio ad
alta resistenza

D



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Centimetratura

E



Cannula esterna
rimovibile con
cono Luer Lock.
Permette di estrarre
differenti campioni
con una sola puntura.



CE
0426

biomedical

BD


Codice: 0BD

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico
per biopsie di tessuti molli

M-72 I-010 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0BD 1410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0BD 1415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0BD 1420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0BD 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BD 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BD 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BD 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BD 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BD 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BD 1825	18Gx25 cm	20	ROSA
0BD 2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
0BD 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi di misure diverse da quelle indicate

biomedical

 Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti