

BDP

Codice: 0BDP

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico per biopsia coassiale su tessuti molli

A



Scelta fra due profondità di campionamento

B



Cannula rimovibile con connessione Luer Lock

C



Punta con affilatura speciale atraumatica

D



Acciaio ad alta resistenza

E



Ago introduttore (Punta Trocar)
Posizione dell'ago per biopsia sotto TAC

F



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
cannula centimetrata



CE
0426

BDP


Codice: 0BDP

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico
per biopsia coassiale su tessuti molli

M-721-011 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C.COLORE
0BDP 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BDP 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BDP 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BDP 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BDP 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BDP 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BDP 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0BDP 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti