

# BDPS

Codice: 0BDPS

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico  
per biopsia coassiale su tessuti molli

A



Scelta fra  
due profondità  
di campionamento

B



Punta con  
affilatura speciale  
atraumatica

C



Stopper scorrevole  
Marcatore ecogeno interno  
cannula centimetrata

D



Cannula rimovibile  
con connessione  
Luer Lock

E



Ago introduttore  
(Punta Trocar)  
Posizione dell'ago  
per biopsia  
sotto TAC



CE  
0426



# BDPS

Codice: 0BDPS

Ago monouso a ghigliottina semiautomatico  
per biopsia coassiale su tessuti molli

M-721-012 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C.COLORE
0BDPS 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BDPS 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BDPS 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BDPS 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BDPS 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BDPS 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BDPS 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0BDPS 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti