


BM

Codice: 0BM

Ago monouso a ghigliottina per
biopsie manuali su tessuti molli



A
Scelta fra due differenti
profondità di prelievo




B
Linguetta
limitatrice di
profondità



C
Punta con affilatura
atraumatica



D
Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Centimetratura



CE
0426

biomedical



BM


Ago monouso a ghigliottina per
biopsie manuali su tessuti molli

Codice: OBM

M-72 I-025 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBM I410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OBM I415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OBM I420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
OBM I610	16Gx10 cm	20	BIANCO
OBM I615	16Gx15 cm	20	BIANCO
OBM I620	16Gx20 cm	20	BIANCO
OBM I810	18Gx10 cm	20	ROSA
OBM I815	18Gx15 cm	20	ROSA
OBM I820	18Gx20 cm	20	ROSA
OBM I825	18Gx25 cm	20	ROSA



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e diametro 20G e 21G.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti