

# BT/IT

Ago monouso introduttore  
con mandrino (BT)  
senza mandrino (IT)

Codice: 0BT  
Codice: 0IT

A



Luer Lock  
trasparente

B



Cannula con punta  
smussa e mandrino  
Con punta Trocar  
(Solo versione BT)

C



Stopper scorrevole  
Marcatore ecogeno interno  
Cannula centimetrata



CE  
0426

biomedical



# BT/IT

Ago monouso introduttore  
con mandrino (BT)  
senza mandrino (IT)

Codice: 0BT  
Codice: 0IT

M-721-028 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0BT 1410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0BT 1415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0BT 1420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0BT 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BT 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BT 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BT 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BT 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BT 1820	18Gx20 cm	20	ROSA

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0IT 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0IT 1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
0IT 1815	18Gx15 cm	20	ROSA

Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e misure.



## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti