







BC

Codice: 0BC

Ago monouso per biopsie aspirate, istologiche e citologiche
(Sistema Menghini modificato)

- A  Arresto pistone
- B  Connessione Luer Lock
- C  Cannula sfilabile su siringa Luer Lock
- D  Stopper scorrevole
Echo-marker interno
Cannula centimetrata
- E  Punta atraumatica ad elevata penetrazione
- F  Cannula ultra-sottile con affilatura bioptica



CE
0426

biomedical



BC

Codice: OBC

Ago monouso per biopsie
aspirate, istologiche e citologiche
(Sistema Menghini modificato)

Per ordinare:

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE	CODICE C.
0BC1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BC1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BC1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BC1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
0BC1710	17Gx10 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BC1715	17Gx15 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BC1720	17Gx20 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BC1725	17Gx25 cm	20	ROSSO-VIOLA
0BC1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BC1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BC1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BC1825	18Gx25 cm	20	ROSA
0BC1910	19Gx10 cm	20	CREMA
0BC1915	19Gx15 cm	20	CREMA
0BC1920	19Gx20 cm	20	CREMA
0BC1925	19Gx25 cm	20	CREMA
0BC2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
0BC2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0BC2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
0BC2025	20Gx25 cm	20	GIALLO
0BC2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0BC2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0BC2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0BC2125	21Gx25 cm	20	VERDE SCURO
0BC2210	22Gx10 cm	20	NERO
0BC2215	22Gx15 cm	20	NERO
0BC2220	22Gx20 cm	20	NERO
0BC2225	22Gx25 cm	20	NERO

Sono disponibili su richiesta aghi di misure diverse da quelle indicate e diametro di 23G

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti