

BE

Codice: OBE

Ago monouso a ghigliottina per biopsie su tessuti molli da utilizzare con dispositivi automatici (Biocut-C)

A



Connessione per dispositivi automatici

B



Punta con affilatura speciale atraumatica

C



Acciaio ad alta resistenza

D



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata



CE

0426

biomedical



BE

Codice: OBE

Ago monouso a ghigliottina per biopsie su tessuti molli da utilizzare con dispositivi automatici (Biocut-C)



Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C.COLORE
0BE 1410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0BE 1415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0BE 1420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0BE 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0BE 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0BE 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0BE 1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
0BE 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0BE 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0BE 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0BE 1825	18Gx25 cm	20	ROSA
0BE 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0BE 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
0BE 2025	20Gx25 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti