



BIL /BILE

Codice: 0BIL
Codice: 0BILE

Ago monouso per aspirazione iliaco/sternale
con impugnatura anatomica (BIL)
Versione per espianto (BILE)



CE
0426




BIL /BILE

Codice: OBIL
Codice: OBILE


Ago monouso per aspirazione iliaco/sternale
con impugnatura anatomica (BIL)
Versione per espianto (BILE)




mm 17/32




mm 36/51



mm 55/70



mm 80/95



BILE version

Per ordinare:

OBIL

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBIL 1417/080	14Gx17/80 mm	20	VERDE CHIARO
OBIL 1432/095	14Gx32/95 mm	20	VERDE CHIARO
OBIL 1517/080	15Gx17/80 mm	20	BLU-GRIGIO
OBIL 1532/095	15Gx32/95 mm	20	BLU-GRIGIO
OBIL 1617/080	16Gx17/80 mm	20	BIANCO
OBIL 1632/095	16Gx32/95 mm	20	BIANCO
OBIL 1817/080	18Gx17/80 mm	20	ROSA
OBIL 1832/095	18Gx32/95 mm	20	ROSA

OBILE

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBILE 1417/080	14Gx17/80 mm	20	VERDE CHIARO
OBILE 1432/095	14Gx32/95 mm	20	VERDE CHIARO
OBILE 1517/080	15Gx17/80 mm	20	BLU-GRIGIO
OBILE 1532/095	15Gx32/95 mm	20	BLU-GRIGIO
OBILE 1617/080	16Gx17/80 mm	20	BIANCO
OBILE 1632/090	16Gx32/95 mm	20	BIANCO
OBILE 1817/080	18Gx17/80 mm	20	ROSA
OBILE 1832/095	18Gx32/95 mm	20	ROSA

Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti