

Bioabsorb *Plus*

Speciale tappeto superassorbente in carta
con film anti-scivolo

Codice: Bioabsorb *Plus*



Carta speciale
superassorbente



Film anti-scivolo



Capacità di assorbimento: 2,5 lt/m²



biomedical



Bioabsorb Plus

Speciale tappeto superassorbente in carta con film anti-scivolo

Codice: Bioabsorb Plus



M-721-018 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE
BP95120	95x120 cm	100
BP95220	95x220 cm	50
BP951500	95x1500 cm	4 rotoli



Sono disponibili su richiesta tappeti assorbenti di differenti misure.

biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti