


Biocut-C

Codice: Biocut-C

Dispositivo automatico riutilizzabile
per biopsie su tessuti molli



CE

biomedical



Biocut-C

Dispositivo automatico riutilizzabile
per biopsie su tessuti molli

Codice: Biocut-C

Istruzioni per l'uso:



Aprire il coperchio
ed inserire
l'ago BE
nel dispositivo


PUSH




Premere il pulsante di sparo



Chiudere il coperchio
Usare il pistone sinistro
per caricare la cannula



Usare il pistone
sinistro per
scaricare il campione



Usare il pistone
destro per caricare
il mandrino

Per ordinare:

CODICE
BIOCUT-C

CONFEZIONE
I



biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti