


BLE

Ago monouso per
espianto del midollo osseo




A Mandrino


Connessione
Luer Lock



B Mandrino con
punta piramidale



C Cannula con fori
laterali
per l'espianto



D Doppio mandrino



CE
0426

BLE

Ago monouso per espianto del midollo osseo

Codice: OBLE

M-721-023 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBLE 0810	8Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OBLE 0815	8Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OBLE 0910	9Gx10 cm	20	ROSA
OBLE 0915	9Gx15 cm	20	ROSA
OBLE 1110	11Gx10 cm	20	VERDE GIALLO
OBLE 1115	11Gx15 cm	20	VERDE GIALLO
OBLE 1310	13Gx10 cm	20	CELESTE



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e diametro 7G.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti