

BLT

Codice: 0BLT

Ago monouso per biopsia osteo-midollare con sistema di cattura del campione



Doppio cappello



Mandrino

Connessione
Luer Lock



Filo di estrazione
con indicatore
centimetrato



Mandrino con
punta piramidale



Cannula conica
con punta a bocca
di pesce, con sistema di
trattenimento
del campione
bioptico



Sistema di blocco
per la cattura del campione
e per permettere
biopsie
senza dover effettuare
la «manovra di lussazione»



Cappuccio di sicurezza
per l'estrazione
del frustolo



CE
0426

biomedical



BLT

Codice: OBLT

Ago monouso per biopsia osteo-midollare con sistema di cattura del campione

M-721-024 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBLT 0810	8Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OBLT 0815	8Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OBLT 0910	9Gx10 cm	20	ROSA
OBLT 0915	9Gx15 cm	20	ROSA
OBLT 1110	11Gx10 cm	20	VERDE GIALLO
OBLT 1115	11Gx15 cm	20	VERDE GIALLO
OBLT 1310	13Gx10 cm	20	CELESTE



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e diametro 7G.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti