

# EPI-KIT

Kit per anestesia epidurale continuata

Codice: EPI-KIT

A



Siringa da 10 ml  
con cono Luer Lock

B



Ago di Tuohy

C



Catetere  
con punta chiusa  
e fori laterali

D



Raccordo  
tra catetere  
e filtro

E



Filtro da 0,22µ  
capacità 0,65 ml



CE  
0373

biomedical



# EPI-KIT

Kit per anestesia epidurale continuata

Codice: EPI-KIT

M-721-029 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

Versione con catetere senza mandrino

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
EPI-KIT I6	I6Gx80 mm	20	BIANCO
EPI-KIT I7	I7Gx80 mm	20	ROSSO
EPI-KIT I8	I8Gx80 mm	20	ROSA

Versione con catetere e siringa LOR


CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
EPI-KIT I6L	I6Gx80 mm	20	BIANCO
EPI-KIT I7L	I7Gx80 mm	20	ROSSO
EPI-KIT I8L	I8Gx80 mm	20	ROSA

Versione con catetere mandrinato

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
EPI-KIT I6M	I6Gx80 mm	20	BIANCO
EPI-KIT I7M	I7Gx80 mm	20	ROSSO
EPI-KIT I8M	I8Gx80 mm	20	ROSA

Versione con catetere mandrinato e siringa LOR

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
EPI-KIT I6ML	I6Gx80 mm	20	BIANCO
EPI-KIT I7ML	I7Gx80 mm	20	ROSSO
EPI-KIT I8ML	I8Gx80 mm	20	ROSA



## biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti