

# MDI

Ago monouso spinale atraumatico con introduttore  
(Pencil Point)

A



Cono trasparente  
per evidenziare  
il reflusso  
del liquido spinale

B



Completo di  
introduttore  
pre-montato

C



Punta atraumatica  
Pencil Point



CE  
0373

# MDI

Codice: MDI

Ago monouso spinale atraumatico con introduttore  
(Pencil Point)


## Istruzioni per l'uso:

L'iniezione di anestetico si diffonde in modo uniforme attraverso l'apertura dell'ago nello spazio spinale ottenendo il miglior risultato.

M-721-034 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
MDI2290	22Gx90 mm	25	NERO
MDI22103	22Gx103 mm	25	NERO
MDI2490	24Gx90 mm	25	VIOLA
MDI24103	24Gx103 mm	25	VIOLA
MDI2590	25Gx90 mm	25	ARANCIO
MDI25103	25Gx103 mm	25	ARANCIO
MDI25120	25Gx120 mm	25	ARANCIO
MDI2690	26Gx90 mm	25	MARRONE
MDI26103	26Gx103 mm	25	MARRONE
MDI2790	27Gx90 mm	25	GRIGIO
MDI27103	27Gx103 mm	25	GRIGIO
MDI27120	27Gx120 mm	25	GRIGIO
MDI2990	29Gx90 mm	25	ROSSO
MDI29103	29Gx103 mm	25	ROSSO



## biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti