

MDIV

Ago monouso spinale
atraumatico a sezione variabile con introduttore
(Pencil Point)

A



Cono trasparente
per evidenziare
il reflusso
del liquido spinale

B



Completo di
introduttore
pre-montato

C



Sezione variabile

D



Punta atraumatica
Pencil Point



CE
0373

MDIV

Codice: MDIV

Ago monouso spinale
atraumatico a sezione variabile con introduttore
(Pencil Point)


Istruzioni per l'uso:

Il diametro variabile della cannula consente di avere una punta molto sottile che puo' essere inserita arrecando il minor trauma possibile.
Il diametro maggiore conferisce una maggiore rigidità alla base dell'ago, consentendo all'operatore la più ampia capacità di manovra, rendendo l'introduzione più sicura.

M-721-035 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
MDIV22/27103	22/27Gx103 mm	25	NERO/GRIGIO



biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti