


# MI

Ago monouso spinale  
per punture lombari


Codice: MI

A




Luer Lock  
trasparente

B



Punta Quincke

C



cannula centimetrata



CE  
0373

biomedical



# MI


Ago monouso spinale  
per punture lombari

Codice: MI

M-721-042 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
MI1890	18Gx9 cm	25	ROSA
MI2090	20Gx9 cm	25	GIALLO
MI2290	22Gx9 cm	25	NERO
MI2590	25Gx9 cm	25	ARANCIO
MI2790	27Gx9 cm	25	GRIGIO



## biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti