

# ME

Codice: 0ME

Ago monouso con punta Chiba per aspirati citologici

A



Luer Lock  
trasparente

B



Punta con affilatura  
Chiba

C



Stopper scorrevole  
Marcatore ecogeno interno  
Cannula centimetrata



CE  
0426

biomedical

# ME

Codice: OME

Ago monouso con punta Chiba per aspirati citologici

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OME 1805	18Gx05 cm	20	ROSA
OME 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
OME 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
OME 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
OME 1830	18Gx30 cm	20	ROSA
OME 1910	19Gx10 cm	20	CREMA
OME 1915	19Gx15 cm	20	CREMA
OME 1920	19Gx20 cm	20	CREMA
OME 1930	19Gx30 cm	20	CREMA
OME 2005	20Gx05 cm	20	GIALLO
OME 2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
OME 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
OME 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
OME 2030	20Gx30 cm	20	GIALLO
OME 2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OME 2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OME 2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO
OME 2130	21Gx30 cm	20	VERDE SCURO
OME 2205	22Gx05 cm	20	NERO
OME 2210	22Gx10 cm	20	NERO
OME 2215	22Gx15 cm	20	NERO
OME 2220	22Gx20 cm	20	NERO
OME 2305	23Gx05 cm	20	BLU SCURO
OME 2310	23Gx10 cm	20	BLU SCURO
OME 2315	23Gx15 cm	20	BLU SCURO
OME 2320	23Gx20 cm	20	BLU SCURO
OME 2505	25Gx05 cm	20	ARANCIONE
OME 2510	25Gx10 cm	20	ARANCIONE

Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

## biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy  
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629  
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti