

MEF

Ago monouso di Franseen
per biopsia cito-istologica

Codice: OMEF

A



Luer Lock
trasparente

B



Punta di
Franseen

C



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata



CE
0426

biomedical

MEF

Codice: OMEF

Ago monouso di Franseen
per biopsia cito-istologica

M-721-039 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OMEF 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
OMEF 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
OMEF 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
OMEF 2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
OMEF 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
OMEF 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
OMEF 2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OMEF 2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OMEF 2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO
OMEF 2210	22Gx10 cm	20	NERO
OMEF 2215	22Gx15 cm	20	NERO
OMEF 2220	22Gx20 cm	20	NERO
OMEF 2310	23Gx10 cm	20	BLU SCURO
OMEF 2315	23Gx15 cm	20	BLU SCURO
OMEF 2320	23Gx20 cm	20	BLU SCURO

Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti