

MEW

Codice: OMEW

Ago monouso con punta di Westcott
per biopsia cito-istologica

A



Luer Lock
trasparente

B



Fessura affilata di 2mm
per prelievo istologico

Punta con affilatura
Westcott

C



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata



CE
0426

biomedical

MEW

Codice: 0MEW

Ago monouso con punta di Westcott
per biopsia cito-istologica

M-721-041 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0MEW 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0MEW 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0MEW 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0MEW 2010	20Gx10 cm	20	GIALLO
0MEW 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0MEW 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
0MEW 2110	21Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0MEW 2115	21Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0MEW 2120	21Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0MEW 2210	22Gx10 cm	20	NERO
0MEW 2215	22Gx15 cm	20	NERO
0MEW 2220	22Gx20 cm	20	NERO

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea
Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
Aghi per cito-aspirazione
Aghi specialistici e set
Aghi e set per anestesia loco-regionale
Teli termici e tappetini assorbenti