

PG

Codice: 0PG

Ago a ghigliottina monouso per biopsie su tessuti molli da utilizzare con dispositivi automatici (Biocut-M)

A



Connettore standard per dispositivi automatici

B



Punta con affilatura speciale atraumatica

C



Acciaio ad alta resistenza

D



Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata

E



Distanziatore



CE

0426

biomedical



PG

Codice: OPG

Ago a ghigliottina monouso per biopsie su tessuti molli da utilizzare con dispositivi automatici (Biocut-M)

Caratteristiche tecniche:

Adatto a tutti i dispositivi standard.

Indicato per l'uso con il dispositivo automatico per biopsie Biomedial "Biocut-M".

M-721-043 rev. A del 03/09/2012

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
0PG 1410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
0PG 1415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
0PG 1420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
0PG 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
0PG 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
0PG 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
0PG 1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
0PG 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
0PG 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
0PG 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
0PG 1825	18Gx25 cm	20	ROSA
0PG 2015	20Gx15 cm	20	GIALLO
0PG 2020	20Gx20 cm	20	GIALLO
0PG 2025	20Gx25 cm	20	GIALLO



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti