


SPIN EASY

Minikit monouso per analgesia
e anestesia spinale

Codice: SPIN-EASY
Codice: SPIN-V-EASY

A



Telo biaccoppiato
per campo sterile
con foro adesivo

B



Ago spinale
atraumatico
con introduttore

C



Pinza Kelly

D



Filtro antibatterico
0,2 micron



Confezione
in blister

CE
0373

biomedical

SPIN EASY

Minikit monouso per analgesia
e anestesia spinale

Codice: SPIN-EASY
Codice: SPIN-V-EASY

Kit completo con:

- I Ago spinale Pencil Point con introduttore MDI*
- I Telo biaccoppiato 75x80 cm
- I Telo biaccoppiato 60x60 cm con foro e lato adesivo corto
- I Pinza Kelly
- I Filtro antibatterico 0,2 micron

Per ordinare:

Versione con ago MDI

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
SE 2290	22Gx90 mm	50	NERO
SE 22103	22Gx103 mm	50	NERO
SE 2590	25Gx90 mm	50	ARANCIO
SE 25103	25Gx103 mm	50	ARANCIO
SE 2790	27Gx90 mm	50	GRIGIO
SE 27103	27Gx103 mm	50	GRIGIO

*Versione con ago MDIV a sezione variabile

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
SVE 22/27103	22/27Gx103 mm	50	GRIGIO/NERO

Differenti combinazioni possono essere realizzate su richiesta

biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

- Aghi per biopsia ossea
- Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
- Aghi per cito-aspirazione
- Aghi specialistici e set
- Aghi e set per anestesia loco-regionale
- Teli termici e tappetini assorbenti