


SPIN FULL

Kit completo monouso per analgesia
e anestesia spinale

Codice: SPIN-FULL
Codice: SPIN-V-FULL



I Siringa 5 cc.
I Siringa 2,5 cc.




Telo biaccoppiato
per campo sterile
con foro adesivo



2 aghi ipodermici



10 garze




Ago spinale
atraumatico
con introduttore



Pinza Kelly



Filtro antibatterico
0,2 micron



Confezione
in blister

CE
0373

biomedical

SPIN FULL

Kit completo monouso per analgesia
e anestesia spinale

Codice: SPIN-FULL
Codice: SPIN-V-FULL

Kit completo con:

- I Siringa 2,5 cc.
- I Siringa 5 cc.
- 2 Aghi ipodermici 22G
- I contenitore 125 cc.
- 10 garze a 4 strati 10x10 cm
- I Ago spinale Pencil Point con introduttore MDI*
- I Telo biaccoppiato 75x80 cm
- I Telo biaccoppiato 75x90 cm con foro e lato adesivo corto
- I Pinza Kelly
- I Filtro antibatterico 0,2 micron

Per ordinare:

Versione con ago MDI

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
SF 2290	22Gx90 mm	50	NERO
SF 22103	22Gx103 mm	50	NERO
SF 2590	25Gx90 mm	50	ARANCIO
SF 25103	25Gx103 mm	50	ARANCIO
SF 2790	27Gx90 mm	50	GRIGIO
SF 27103	27Gx103 mm	50	GRIGIO

*Versione con ago MDIV a sezione variabile

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
SFV 22/27103	22/27Gx103 mm	50	GRIGIO/NERO

Differenti combinazioni possono essere realizzate su richiesta

biomedical

distribuito da: Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

- Aghi per biopsia ossea
- Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli
- Aghi per cito-aspirazione
- Aghi specialistici e set
- Aghi e set per anestesia loco-regionale
- Teli termici e tappetini assorbenti